

东胜·北

www.eastwin.com

# eTS2000

## 恒温振荡金属浴

### Thermal Shaker

- 触屏操作
- 压力热盖
- 频率可调
- 模块更换





## 技术参数 02

### 01 仪器简介

eTS2000恒温振荡金属浴 (Thermal Shaker) 是一种实验室通用仪器。广泛应用于生物工程、生物实验室、物理化学实验室、细胞培养、临床试验、遗传免疫、植物化工、卫生环保和工厂企业实验室的样品的保存、孵化、催化反应、DNA裂解、DNA扩增和电泳预变性、血清凝固等。可对样本加热、恒温、振荡混匀，并按设定的程序自动运行，省去了人工操作和监视。用户可以按照试管大小选用不同的模块。模块带有压力热盖，防止运行过程中试剂的崩盖、飞溅和蒸发。

仪器采用触屏操作，界面简洁，设置快捷。模块自带压力热盖，徒手更换，自动夹紧，无需工具。采用直流无刷电机驱动，可靠、长寿命、免维护，振荡频率可调。独特的减震设计，即使在高速运转时仪器也非常安静、平稳。

产品型号	eTS2000
模块温度范围	室温+5°C~100°C
温度准确度	≤±0.5°C
模块温度均匀性	≤±0.5°C
热盖温度设置范围	室温+5°C~105°C (自动限制不低于模块设置温度)
标准模块	A: 96×0.2ml (裙板, 单管) B: 24×0.5ml C: 24×1.5ml D: 24×2.0ml
振荡频率范围	200rpm~2000rpm (最高转速依模块类型有别)
振荡幅度	3mm
定时范围	5s~99h59m59s
操作界面	触屏操作, 简单快捷, 一键运行, 自动保存
定时功能	完成实验时自动提示
热盖功能	模块自带压力热盖, 防止试剂崩盖、飞溅和蒸发
模块更换	徒手更换, 无需工具, 自动夹紧
超温保护	有
驱动电机	直流无刷电机, 可靠、长寿命、免维护
输入电源	100V~240V AC, 50/60Hz, 180W
尺寸 (L*W*H)	产品尺寸: 301*217*220mm
重量	净重≤9kg 毛重≤14kg

**EASTWIN**

**苏州东胜兴业科学仪器有限公司**

EASTWIN SCIENTIFIC EQUIPMENTS INC.

地址: 苏州工业园区杏林街78号新兴产业工业坊10号厂房2楼B单元

电话: 0512-85550818

传真: 0512-89188841

邮箱: info@eastwin.com

网址: http://www.eastwin.com



新开源医疗集团旗下企业 (股票代码300109)



400-086-6869